


TEST RAPIDI PER MALATTIE INFETTIVE



- **Facili**
- **Rapidi**
- **Accurati**
- **Marcati CE**
- **Kit completi**
- **Convenienti**

Tutti i kit si conservano a temperatura ambiente



TEST RAPIDI

DETERMINAZIONE	DESCRIZIONE	RICERCA	CAMPIONE	FORMATO	CODICE	TEST
GASTROENTEROLOGIA						
Adeno+Rota	ADENO+ROTA CARD PLUS	Antigene	Feci	Card	VC194025P	25 tests
Adenovirus	ADENOVIRUS CARD PLUS	Antigene	Feci	Card	VC194020P	25 tests
Rotavirus	ROTAVIRUS CARD PLUS	Antigene	Feci	Card	VC194022P	25 tests
Astrovirus	ASTROVIRUS -DIPSTICK	Antigene	Feci	Dipstick	VC1020	25 tests
C.difficile	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+B CARD PLUS	Antigene	Feci	Card	VC194055P	25 tests
C.difficile	PROFLOW C. DIFFICILE GDH	Antigene	Feci	Card	17PL3001	20 tests
Campylobacter	CAMPYLOBACTER SPECIES Ag CARD	Antigene	Feci	Card	VC1007	25 tests
E.coli O157	O157 E.COLI CARD	Antigene	Feci	Card	VC1010	25 tests
Enterovirus	ENTEROVIRUS (presto disponibile)	Antigene	Feci	Card	VC1026	25 tests
H.pylori	HELICOBACTER PYLORI CARD Ab	IgG Ab	WB, S, P	Card	VQ81650	20 tests
	HEPY STOOL CARD PLUS	Antigene	Feci	Card	VT82001P	50 tests
	HEPYLORI PLUS	Antigene	Feci	Dipstick	VC1150P	50 tests
Hepatitis A Virus	HAV IgM CARD	IgM Ab	S, P	Card	VR82005	30 tests
	HAV CARD	Antigene	Feci	Card	VR82000	25 tests
Salmonella	SALMONELLA Ag	Antigene	Feci	Card	VQ84060	10 tests
MALATTIE RESPIRATORIE						
Adenovirus	ADENO-RESPI-CARD PLUS	Antigene	Tampone NF	Card	VC1014P	25 tests
RSV+Adenovirus	RSV+ADENO-RESPI DIPSTICK	Antigene	Tampone NF	Dipstick	VC1019	25 tests
RSV	RSV-RESPI CARD PLUS	Antigene	Tampone NF	Card	VC1015P	25 tests
Legionella	LEGIONELLA PNEUMOPHILA CARD PLUS	Antigene	Urina	Card	VQ84100P	25 tests
M.pneumoniae	MYCOPLASMA PNEUMONIAE (presto disponibile)	IgM Abs	S,P	Card	VC1028	25 tests
M.tuberculosis	TUBERCOSIS	IgM-IgG Ab	WB, S, P	Card	VQ81800	10 tests
Strep A	STREP A CARD PLUS	Antigene	Tampone F	Card	VQ81210P	50 tests
MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE						
C.albicans	CANDIDA ALBICANS	Antigene	Tampone V	Card	VQ83500	10 tests
C.trachomatis	CHLAMYDIA TRACHOMATIS CE 0483	Antigene	Tampone V, U	Card	VQ81406	20 tests
N.gonorrhoeae	GONORREA Ag CARD (presto disponibile)	Antigene	Tampone V, U	Card	VQ81602	25 tests
Strep B	STREP B CARD	Antigene	Tampone V	Card	VQ81310	50 tests
Syphilis	SYPHILIS Ab	Total ABS	WB, S, P	Card	VQ83000	25 tests
PARASSITOLOGIA						
Giardia	GIARDIA DIPSTICK	Antigene	Feci	Dipstick	VC1013	25 tests
Crypto+Giardia	CRYPTO+GIARDIA-DIPSTICK	Antigene	Feci	Dipstick	VC1021	25 tests
Cryptosporidium	CRYPTO DIPSTICK	Antigene	Feci	Dipstick	VC1005	25 tests
Filaria	FILARIASIS CARD	IgM-IgG Ab	WB, S, P	Card	VQ85300	25 tests
Leishmania	LEISHMANIA CARD	IgM-IgG Ab	WB, S, P	Card	VQ85200	10 tests
Malaria	MALARIA MBPan	Antigene	WB	Card	VQ81705	25 tests
ALTRO						
Dengue	DENGUE Ab IgG/IgM	IgM-IgG Ab	WB, S, P	Card	VQ84000	10 tests
EBV	MONONUCLEOSI CARD IgM	IgM Ab	WB, S, P	Card	VQ82705	25 tests
Leptospira	LEPTOSPIRA CARD	IgM-IgG Ab	WB, S, P	Card	VQ85100	10 tests

LEGENDA: WB Sangue intero - S Siero - P Plasma - NF Naso-Faringeo - V Vaginale - U Uretrale

Controlli positivi e negativi disponibili anche separatamente.



Mascia Brunelli

Mascia Brunelli S.p.A. Viale Monza 272 - 20128 Milano - Tel. 02.252091- www.masciabrunelli.it